



Nadelhalter
Needle Holders
Porte-aiguilles
Porta-agujas
Port'aghi





Nadelhalter mit Hartmetalleinlagen
 Needle Holders with tungsten carbide inserts
 porte-aiguilles avec inserts en carbure tungstène
 porta-agujas con plaquitas de carburo tungsteno
 portaghi con morsi in carburo tungsteno

dimeda®

SURGICAL INSTRUMENTS

Mit TC-Einsätzen
 with TC inserts
 A mors TC
 Con bocas TC
 Con morso TC

Folgende Hartmetalleinlagen werden für DIMEDA TC Nadelhalter verwendet:
 The DIMEDA TC Needle holders are equipped with the following tungsten carbide inserts:
 Les inserts suivants en metal dur sont utilisés pour les porte-aiguilles DIMEDA TC:
 Las porta-agujas DIMEDA TC están equipados con las siguientes plaquitas de carburo de tungsteno:
 I portaghi DIMEDA TC dispongono delle seguenti placche in carburo di tungsteno:

		Teilung structure structure estriatura struttura	empfohlen für Nahtmaterial recommended for suture material recommandé pour matériel de suture recomandado para suturas raccomodato per materiale di suture
	normal regular regulaire regular regolare	0,5 mm	> 3,0
	mini mini mini mini	0,4 mm	4,0 - 6,0
	mikro micro micro micro micro	0,3 mm	7,0 - 10,0
	glatt smooth lisse lisa piatta	--	7,0 - 10,0

mit aufgebogenem Daumenring
with offset ring
à anneau décalé
con anillo acodado
con anelli sfalsati


Mit TC-Einsätzen
with TC inserts
A mors TC
Con bocas TC
Con morso TC



24.134.13

glattes Maul
smooth jaw
mors lisse
boca lisa
morso liscio

HALSEY
13 cm/5 $\frac{1}{8}$ "



24.144.13

0,4
Miniprofil
mini profile
profil mini
perfil mini
profilo mini



24.147.13


0,4
Miniprofil
mini profile
profil mini
perfil mini
profilo mini

NEIVERT
13 cm/5 $\frac{1}{8}$ "



24.147.13L

für Linkshänder
for left-handed
pour la main gauche
para zurdo
per mancini



0,5
Normalprofil
regular profile
profil regulare
perfil regular
profilo regolare

BAUMGARTNER
12,5 cm/5" **24.154.12**
14 cm/5 $\frac{1}{2}$ " **24.154.14**



CRILE WOOD
15 cm/6" **24.160.15**
18 cm/7" **24.160.18**
20 cm/8" **24.160.20**
23 cm/9" **24.160.23**



0,4
Miniprofile
miniprofile
profil mini
perfil mini
profilo mini

24.164.18
18 cm/7"



24.164.15
15 cm/6"



24.164.15L
15 cm/6"



24.164.20
20 cm/7 $\frac{3}{4}$ "

für Linkshänder
for left-handed
pour la main gauche
para zurdo
per mancini

Mit TC-Einsätzen
with TC inserts
A mors TC
Con bocas TC
Con morso TC



BABY CRILE WOOD
24.168.15
15 cm/6"

0,4
Miniprofil
miniprofile
profil mini
perfil mini
profilo mini



MAYO HEGAR



24.184.14
14 cm/5½"



24.184.16
16 cm/6¼"



24.184.18
18 cm/7"



24.184.20
20 cm/8"



24.184.24
24 cm/9½"



24.184.26
26 cm/10¼"



24.184.30
30 cm/12"

0,5
Normalprofil
regular profile
profil regulair
profil regular
profilo regolare



24.186.16
16 cm/6¼"



24.186.18
18 cm/7"

glattes Maul
smooth jaw
mors lisse
boca lisa
morso liscio



DE BAKEY
24.212.16
16,5 cm/6½"

0,4
Miniprofil
mini profile
profil mini
perfil mini
profilo mini



DE BAKEY

24.214.15
15 cm/6"

24.214.18
18 cm/7"

24.214.20
20 cm/8"

24.214.23
24 cm/9"


24.214.26
26 cm/10¼"

24.214.31
31 cm/12½"

24.214.37
37 cm/14¾"

0,4
Miniprofil
mini profile
profil mini
perfil mini
profilo mini

Mit TC-Einsätzen
with TC inserts
A mors TC
Con bocas TC
Con morso TC



schlankes Modell
delicate pattern
modèle gracile
modelo delgado
modello fino

24.216.16
16 cm/6¼"


24.216.18
18 cm/7"

24.216.21
21 cm/8¼"

24.216.23
23 cm/9"

0,2
Mikroprofil
micro profile
profil micro
perfil micro
profilo micro

DE BAKEY



0,4
Miniprofil
mini profile
profil mini
perfil mini
profilo mini

schlankes Modell
delicate pattern
modèle gracile
modelo delgado
modello fino

DE BAKEY
24.216.31
31 cm/12½"



24.224.13
13 cm/5"

24.224.15
15 cm/6"

24.224.18
18 cm/7"


24.224.20
20 cm/8"

24.224.23
23 cm/9"

24.224.26
26 cm/10¼"

0,4
Miniprofil
mini profile
profil mini
perfil mini
profilo mini

RYDER



24.226.13
12,5 cm/5"

24.226.15
15,5 cm/6"

24.226.18
17,5 cm/7"

24.226.20
20 cm/8"

24.226.23
22,5 cm/9"

24.226.26
26 cm/10¼"

0,3
Mikroprofil
micro profile
profil micro
perfil micro
profilo micro

schlankes Modell
slender pattern
modèle gracile
modelo delgado
modello gracile

RYDER VASCULAR

Mit TC-Einsätzen
with TC inserts
A mors TC
Con bocas TC
Con morso TC



0,4
Miniprofil
mini profile
profil mini
perfil mini
profilo mini

JULIAN
24.247.20
20 cm/8"



0,5
Normalprofil
regular profile
profile regulaire
perfil regular
profilo regolare

TOENNIS
24.364.18
18 cm/7"




24.492.18
18 cm/7"

24.492.20
20,5 cm/8"

24.492.23
23 cm/9"

0,5
Normalprofil
regular profile
profile regulaire
perfil regular
profilo regolare

LANGENBECK



24.370.14
14 cm/5½"

24.370.17
17 cm/6¾"

24.370.20
20 cm/8"

24.370.24
24 cm/9½"

MATHIEU



24.374.14
14 cm/5½"

24.374.17
17 cm/6¾"

24.374.20
20 cm/8"

24.374.24
24 cm/9½"

0,5
Normalprofil
regular profile
profile regulaire
perfil regular
profilo regolare

MATHIEU



24.394.14
14 cm/5½"

24.394.17
17 cm/6¾"

24.394.20
20 cm/7¾"

schlankes Modell
slender pattern
modèle gracile
modelo delgado
modello gracile

0,5
Normalprofil
regular profile
profile regulaire
perfil regular
profilo regolare

MATHIEU



ohne Sperre
 without catch
 sans crémaillère
 sin cremallera
 senza cremagliera



12 cm/4¾"	24.652.12		24.661.12
15 cm/6"	24.654.15	24.655.15	
18,5 cm/7¼"	24.656.18	24.653.18	



mit Sperre
 with catch
 avec crémaillère
 con cremallera
 con cremagliera



12 cm/4¾"	24.662.12		24.663.12
15 cm/6"	24.664.15	24.667.15	
18,5 cm/7¼"	24.666.18	24.667.18	
23 cm/9"		24.667.23	



24.650.10 24.651.10

ohne Sperre
 without catch
 sans crémaillère
 sin cremallera
 senza cremagliera

BARRAQUER
 10 cm/4"



24.636.10 24.637.10

mit Sperre
 with catch
 avec crémaillère
 con cremallera
 con cremagliera

BARRAQUER-TROUTMAN
 10 cm/4"



24.672.09 24.673.09

ohne Sperre
 without catch
 sans crémaillère
 sin cremallera
 senza cremagliera


CASTROVIEJO
 9 cm/3½"



24.674.09 24.675.09

mit Sperre
 with catch
 avec crémaillère
 con cremallera
 con cremagliera


CASTROVIEJO
 9 cm/3½"



24.670.14 24.671.14

mit Sperre
with catch
avec crémaillère
con cremallera
con cremagliera

CASTROVIEJO
14 cm/5½"



24.676.14 24.677.14

ohne Sperre
without catch
sans crémaillère
sin cremallera
senza cremagliera

CASTROVIEJO
14 cm/5½"

Mit TC-Einsätzen
 with TC inserts
 A mors TC
 Con bocas TC
 Con morso TC



CASTROVIEJO-
 JACOBSON

	glattes Maul smooth jaw mors lisse boca lisa morso liscio	Mikroprofil micro profile profil micro perfil micro profilo micro	diamantiertes Maul diamond-coated jaw mors diamanté boca diamantada morso diamantato
mit Sperre with catch avec crémaillère con cremallera con cremagliera		 0,3	 0,3
14,5 cm/5¾"	24.674.14	24.675.14	24.678.14
18 cm/7"	24.674.18	24.675.18	24.678.18
21 cm/8¼"	24.674.21	24.675.21	24.678.21
23 cm/9"	24.674.23	24.675.23	24.678.23

	glattes Maul smooth jaw mors lisse boca lisa morso liscio	Mikroprofil micro profile profil micro perfil micro profilo micro	diamantiertes Maul diamond-coated jaw mors diamanté boca diamantada morso diamantato
ohne Sperre without catch sans crémaillère sin cremallera senza cremagliera		 0,3	 0,3
14,5 cm/5¾"	24.694.14	24.695.14	24.698.14
18 cm/7"	24.694.18	24.695.18	24.698.18
21 cm/8¼"	24.694.21	24.695.21	24.698.21
23 cm/9"	24.694.23	24.695.23	24.698.23

Mit TC-Einsätzen
 with TC inserts
 A mors TC
 Con bocas TC
 Con morso TC



TOLEDO

	glattes Maul smooth jaw mors lisse boca lisa morso liscio	Mikroprofil micro profile profil micro perfil micro profilo micro	diamantiertes Maul diamond-coated jaw mors diamanté boca diamantada morso diamantato
mit Sperre with catch avec crémaillère con cremallera con cremagliera			
		0,3	0,3
14 cm/5½"	24.774.14	24.775.14	24.778.14
18 cm/7"	24.774.18	24.775.18	24.778.18
21 cm/8¼"	24.774.21	24.775.21	24.778.21
23 cm/9"	24.774.23	24.775.23	24.778.23

	glattes Maul smooth jaw mors lisse boca lisa morso liscio	Mikroprofil micro profile profil micro perfil micro profilo micro	diamantiertes Maul diamond-coated jaw mors diamanté boca diamantada morso diamantato
ohne Sperre without catch sans crémaillère sin cremallera senza cremagliera			
		0,3	0,3
14 cm/5½"	24.794.14	24.795.14	24.798.14
18 cm/7"	24.794.18	24.795.18	24.798.18
21 cm/8¼"	24.794.21	24.795.21	24.798.21
23 cm/9"	24.794.23	24.795.23	24.798.23

Ergonomischer Griff
 Ansprechendes Design
 Sichere und feinfühlig Handhabung
 Leichtes reinigen — keine schmutzanfälligen Riefelungen

Ergonomic handle
 Sophisticated design
 Sure and fine feeling in hand, well balanced
 Easy to clean - No more dirt catching knurlings

poignée ergonomique
 aspect attrayant
 une manipulation délicate et en sécurité
 la précision du geste opératoire
 un nettoyage et une décontamination aisés

mango ergonomico
 diseño llamativo
 manipulación seguro y delicado
 limpieza fácil - las estriadas no son susceptible a la suciedad

manico ergonomico
 Design appariscente
 maneggio sicuro e delicato
 purificazione facile - non incline de la sporcizia

Mit TC-Einsätzen
 with TC inserts
 A mors TC
 Con bocas TC
 Con morso TC



CASTROVIEJO
 13 cm/5"



glattes Maul
 smooth jaw
 mors lisse
 boca lisa
 morso liscio

24.684.13



0,4
 Miniprofil
 mini profile
 profil mini
 perfil mini
 profilo mini

24.686.13

mit Sperre
 with lock
 avec serrure
 con cierre
 con fermo



24.690.16
 16 cm/6¼"



24.691.16
 16 cm/6¼"



24.690.18
 18,5 cm/7¼"



24.691.18
 18,5 cm/7¼"



24.693.16
 16 cm/6¼"
 mit Diamantbeschichtung
 with diamond coating
 avec couche diamantée
 con recubrimiento de diamante
 con rivestimento di diamante

ohne Sperre
 without catch
 sans crémaillère
 sin cremallera
 senza cremagliera



YASARGIL



24.711.16
 16,5 cm/6½"



24.710.20
 20 cm/8"



24.711.20
 20 cm/8"



24.710.22
 22,5 cm/9"



24.711.22
 22,5 cm/9"



24.711.24
 24 cm/9½"



JACOBSON
 18 cm/7"



24.720.18
 ohne Sperre
 without catch
 sans crémaillère
 sin cremallera
 senza cremagliera



24.722.18
 mit Sperre
 with catch
 avec crémaillère
 con cremallera
 con cremagliera

Leichtmetall Rundgriffe, gut ausbalanciert
 Light-weight round handles, well balanced
 Manches ronds en métal léger, bien équilibrés
 Mangos redondos de metal ligero, bien equilibrados
 Manici rotondi metallo leggero, equilibrio perfetto



18,5 cm/7¼"

ohne Sperre
 without catch
 sans crémaillère
 sin cremallera
 senza cremagliera



15 cm/6"	24.870.15	24.871.15
18 cm/7"	24.870.18	24.871.18

mit Sperre
 with catch
 avec crémaillère
 con cremallera
 con cremagliera



15 cm/6"	24.872.15	24.873.15
18 cm/7"	24.872.18	24.873.18

diamantiertes Maul
 diamond-coated jaw
 mors diamanté
 boca diamantada
 morso diamantato



mit Sperre
 with catch
 avec crémaillère
 con cremallera
 con cremagliera

mit Sperre
 with catch
 avec crémaillère
 con cremallera
 con cremagliera

ohne Sperre
 without catch
 sans crémaillère
 sin cremallera
 senza cremagliera

ohne Sperre
 without catch
 sans crémaillère
 sin cremallera
 senza cremagliera



11 x 0,8 mm



11 x 0,8 mm



11 x 0,8 mm



11 x 0,8 mm

18 cm/7"	24.920.18			24.923.18
21 cm/8¼"	24.920.21	24.921.21	24.922.21	24.923.21

Titan
 Titanium
 Titane
 Titanio
 Titanio



Mikro-Instrumente auf Anfrage auch mit Keramik-Beschichtung lieferbar.
 Most of micro instruments are available with Ceramin-Coating on request.
 La plupart des micro-instruments sont disponibles avec Ceramin-revêtement sur demande.
 La mayoría de las microempresas instrumentos están disponibles con recubrimiento Ceramin-a petición de ésta.
 La maggior parte delle micro strumenti sono disponibili con rivestimento Ceramin-su richiesta.