

PURGATOR DI SUCTION

Saug-/Spülgerät für alle operativen Eingriffe
Aspirator/Irrigator for All Surgical Procedures



PURGATOR DI SUCTION Art.-Nr. 97.400.00

- Absaugen/Spülen bis zu 3 l/min
- Höchstes Leistungsniveau
- Großer Absaugbehälter
- Optimale Sterilbedingungen durch spezielle Filter
- Einfaches, ergonomisches Bedienkonzept
- Stand-by-Funktion für minimalen Verschleiß
- Stand-by-Funktion für geringen Geräuschpegel
- Keine Einstellarbeiten
- Saug- und Spülleistung individuell am Instrument regelbar
- Variable Flaschenposition (direkt am Gerät oder am Gerätewagen)
- Integrierter Überlaufschutz
- Qualitativ hochwertige Bauteile
- Inklusive Komplettzubehör
- *Aspirating and irrigating up to 3 l/min*
- *Highest efficiency*
- *Large two-liter aspiration container*
- *Special filters ensure sterility*
- *Simple ergonomic operation*
- *Stand-by-function minimizes wear and tear*
- *Stand-by-function for low noise level*
- *No special adjustment necessary*
- *Aspiration and irrigation regulated and selected by the instrument controls*
- *Flask may be attached to unit or carrier cart*
- *Integrated overflow protection*
- *High-quality components*
- *Complete accessories included*

Technische Daten:

Netzspannung	100-115 V AC/ 220-240 V AC
Leistungsaufnahme	120 VA
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	1
Spülleistung	bis 3000 ml/min
Nach Med.-Produkte- Richtlinie	CE 1275
Gewicht	4,7 kg
Abmessungen (HxBxT)	14,5 x 30 x 32 cm

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical Data:

Line voltage	100-115 V AC/ 220-240 V AC
Power consumption	120 VA
Frequency	50/60 Hz
Protection class	1
Rinsing performance	up to 3000 ml/min
Acc. to MDD	CE 1275
Weight	4,7 kg
Dimensions (HxWxD)	14,5 x 30 x 32 cm

Subject to technical changes.